

KERN OBB-A 1393

Obiettivo planare PH infinito 100 x

KERN



Pittogrammi

STANDARD



1 DAY

Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	PH-Obiettivo

Design

Anti fungus	✓
-------------	---

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	65×40×40 mm
Peso netto	0,3 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,30 kg
Peso lordo ca.	0,60 kg
Peso di spedizione	0,6 kg

Obiettivo

Qualità delle lenti	Planare infinito
Obiettivo ingrandimento	100 x
Apertura numerica	1,25
Obiettivo distanza di lavoro	0,19 mm