

KERN OBB-A 1395

KERN

PH-Kondensor und PH-Schieber 20× für Phasenkontrasteinheit der Serie OBN-1



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Phasenkontrasteinheit

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	170×120×70 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,80 kg
Versandgewicht	0,8 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761176218
Warennummer (Zolltarifnummer)	90119000
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

