

KERN OBB-A 1400

KERN

PH-Schieber 20 für Phasenkontrasteinheit der Serie OBL-1



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	PH-Schieber

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	100×40×25 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,40 kg
Versandgewicht	0,4 kg

Piktogramme

STANDARD

