

# KERN OBB-A 1442

**KERN**

Objectif achromatique, 100 x, E Plan /0,8 (sec) (à ressort) W.D. (0,15 mm)



## Pictogrammes

### STANDARD



## Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Objectif achromatique pour microscope

## Forme de construction

Anti fungus	✓
-------------	---

## Objectifs

Objectif magnification	100 x
Qualité des objectifs	Plan E Achromatisch
Convertisseur numérique-analogique	0,8
Objectif distance de travail	0,15 mm

## Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	65×40×40 mm
Poids net	0,3 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	0,60 kg
Poids d'expédition	0,6 kg