

KERN OBB-A 1447

Tubo trinoculare

KERN

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Tubo per microscopio

Design

Tubo tipo	Trinoculare
Angolo di inclinazione del tubo	30°
Distribuzione fascio	0:100
Distanza interpupillare [Min]	50 mm
Distanza interpupillare [Max]	75 mm
Compensazione diottrica	unilaterale

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	265×185×165 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,4 kg
Peso lordo ca.	2,0 kg
Peso di spedizione	2 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761187610
Numero merceologico	90119000
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita