

# KERN OBB-A 145 1

**KERN**

PH-Kondensator für Phasenkontrasteinheit der Serie OBN-1



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Phasenkontrasteinheit

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	80×80×70 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,80 kg
Versandgewicht	0,8 kg

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761188648
Warennummer (Zolltarifnummer)	90119000
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

## Piktogramme

STANDARD

