


KERN OBB-A 1467

KERN

Filtro verde, adatto per i modelli: OBS 104, OBS 106, OBE-1

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Filtro per microscopio

Design

Filtro - tipo	Standard
Filtro - colore	verde
Filtro - diametro	32 mm

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	50×50×2 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,20 kg
Peso di spedizione	0,2 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761191792
Numero merceologico	90119000
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita