


KERN OBB-A 1467

KERN

Filter groen, Passend voor modellen: OBS 104, OBS 106, OBE-1

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop filter

Ontwerp

Filter - type	Standard
Filter - kleur	groen
Filter - diameter	32 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	50×50×2 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg
Verzendgewicht	0,2 kg
Verzenvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761191792
Goederencode	90119000
REACH classificatie	geen verboden stoffen