

# KERN OBB-A 1476

Achromatisches Objektiv, 4x /0,1 W.D. (18 mm)

# KERN



REACH-Einstufung

keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopobjektiv achromatisch

## Bauform

Anti-Fungus	✓
-------------	---

## Objektiv

Objektiv Vergrößerung	4x
Objektivqualität	Achromatisch
Numerische Apertur	0,1
Objektiv Arbeitsabstand	18 mm

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	65×40×40 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,6 kg

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761197510
Warennummer (Zolltarifnummer)	90119000