

KERN OBB-A 1479

KERN

Objetiva acromática, 60 x /0,85 (com suspensão) W.D. (0,1 mm)



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Instrumento ótico
Grupo de produto	Objetiva acromática de microscópio

Desenho

Anti fungus	✓
-------------	---

Objectiva

Objetivo ampliação	60 x
Qualidade da objetiva	Acromática
Abertura numérica	0,85
Objetiva distância de trabalho	0,1 mm

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	65×40×40 mm
Peso líquido	0,3 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,60 kg
Peso de envio	0,6 kg