


# KERN OBB-A1511

Filter Grün

# KERN

## Piktogramme

STANDARD



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopfilter

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	34×34×1 mm
Filter-Art	Standard
Filter-Farbe	Grün
Filter-Durchmesser	34 mm

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	50×50×10 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,20 kg
Versandgewicht	0,2 kg

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761492677
Warennummer (Zolltarifnummer)	90119000
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration