


# KERN OBB-A1511

Filter groen

# KERN

## Pictogrammen

STANDARD



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop filter

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	34×34×1 mm
Filter - type	Standard
Filter - kleur	groen
Filter - diameter	34 mm

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	50×50×10 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg
Verzendgewicht	0,2 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

## Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761492677
Goederencode	90119000
REACH classificatie	geen verboden stoffen