

# KERN OBB-A 1538

**KERN**

Élément à fond noir pour microscopes stéréo



## Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique

## Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	80×80×70 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	0,80 kg
Poids d'expédition	0,8 kg

## Pictogrammes

STANDARD

