

KERN OBB-A 1565

Objectif pragmatique, plan E à ressort, anti-fongique

KERN



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Objectif pour microscope

Forme de construction

Anti fungus	✓
-------------	---

Objectifs

Objectif magnification	100x
Qualité des objectifs	Plan E Achromatisch
Convertisseur numérique-analogique	1,25
Objectif distance de travail	0,07 mm

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	65×40×40 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	0,60 kg
Poids d'expédition	0,6 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761229020
Numéro de marchandise	90119000
Classification REACH	pas de substances interdites