

KERN OBB-A 1574

Kondensor ABBE; 1,25; fix

KERN



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopkondensor

Kondensor

Kondensor-Typ	ABBE
---------------	------

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	80×80×70 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,80 kg
Versandgewicht	0,8 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761246515
Warennummer (Zolltarifnummer)	90119000
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration