

KERN OBB-A 1589

Ampoule LED de rechange

KERN



Date de création : 22.06.2026

Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Éclairage du microscope

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	70×25×25 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,10 kg
Poids brut env.	0,20 kg
Poids d'expédition	0,2 kg
Poids volumétrique de l'envoi	0,1 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	404576 1249332
Numéro de marchandise	85395200
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

