

KERN OBB-A 1589

KERN

Halogeen reservelamp



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoopverlichting

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	70×25×25 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg
Verzendgewicht	0,2 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	404576 1249332
Goederencode	85395200
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

