

KERN OBB-A 1589

Lâmpada sobressalente halogénica

KERN



Data de criação: 22.06.2026

Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Instrumento ótico
Grupo de produto	Iluminação microscópica

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	70×25×25 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envio	0,2 kg
Peso volumétrico da entrega	0,1 kg

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	404576 1249332
Número de mercadoria	85395200
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD

