

# KERN OBB-A 1632



3W LED Unité de fluorescence (B / G / V / UV) pour le microscope inversé



## Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Unité de fluorescence

## Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	410×390×310 mm
Poids net	8 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	8 kg
Poids brut env.	9 kg
Poids d'expédition	9,9 kg

## Pictogrammes