

# KERN OBB-A 1632



3W LED Unità di fluorescenza (B / G / V / UV) per microscopio invertito



## Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Unità di fluorescenza

## Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	410×390×310 mm
Peso netto	8 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	8 kg
Peso lordo ca.	9 kg
Peso di spedizione	9,9 kg

## Pittogrammi