


# KERN OBB-A 1652

# KERN

5W LED Fluorescentie-eenheid (B / G) voor omgekeerde microscoop (KERN OCM 167)

## Pictogrammen

### STANDARD



**Datum van opstelling: 23.06.2026**

### Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Fluorescentie-unit

### Ontwerp

Materiaal	metaal, gelakt
-----------	----------------

### Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO

### Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

### Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	350×240×160 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Brutogewicht ca.	1,8 kg
Verzendgewicht	2,7 kg
Verzendvolume (gewicht)	2,7 kg

### Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761478336
Goederencode	90119000
REACH classificatie	geen verboden stoffen