

# KERN OBB-A 1673

Filter Grün

# KERN



## Piktogramme

STANDARD



### Kategorie

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Marke            | Optics               |
| Produktkategorie | Optisches Instrument |
| Produktgruppe    | Mikroskopfilter      |

### Bauform

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Filter-Art         | Standard |
| Filter-Farbe       | Grün     |
| Filter-Durchmesser | 23 mm    |

### Umgebungsbedingungen

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

### Verpackung & Versand

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Lieferzeit                     | 1 d          |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 70×45×45 mm  |
| Versandart                     | Paketservice |
| Nettogewicht ca.               | 0,05 kg      |
| Bruttogewicht ca.              | 0,05 kg      |
| Versandgewicht                 | 0,1 kg       |

### Produktinformationen

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| GTIN/EAN-Nummer               | 404576 1494466                                 |
| Warennummer (Zolltarifnummer) | 85044095                                       |
| REACH-Einstufung              | keine Stoffe über der zulässigen Konzentration |