

# KERN OBB-A2413

Infinity PH-Plan-Objektiv 4x

# KERN



## Piktogramme

STANDARD



### Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopobjektiv

### Bauform

Anti-Fungus	✓
-------------	---

### Objektiv

Objektiv Vergrößerung	4x
Objektivqualität	Infinity Plan
Numerische Apertur	0,13
Objektiv Arbeitsabstand	11,98 mm

### Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

### Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	65×40×40 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,6 kg

### Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761172883
Warennummer (Zolltarifnummer)	90119000
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration