

# KERN OBB-A2413

Infinity PH-plan-objectief 4 x

**KERN**



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop objectief

## Ontwerp

Anti fungus	✓
-------------	---

## Objectief

Objectief vergroting	4 x
Objectiefkwaliteit	Infinity Plan
Numerieke apertuur	0,13
Objectief werkende afstand	11,98 mm

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	65×40×40 mm
Nettogewicht	0,3 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,6 kg

## Pictogrammen