

# KERN OBB-A2419

Infinity PH-plan-objectief 20 x

**KERN**



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	PH-Objectief

## Ontwerp

Anti fungus	✓
-------------	---

## Objectief

Objectief vergroting	20 x
Objectiefkwaliteit	Infinity Plan
Numerieke apertuur	0,4
Objectief werkende afstand	7,97 mm

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	65×40×40 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,6 kg

## Pictogrammen

STANDARD

