

# KERN OBB-A3203

Objectif achromatique, 4 x /0,1 W.D. (27 mm)

# KERN



## Pictogrammes

STANDARD



### Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Objectif achromatique pour microscope

### Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	27×25×25 mm
--------------------	-------------

### Objectifs

Objectif magnification	4 x
Qualité des objectifs	Achromatique
Convertisseur numérique-analogique	0,1
Objectif distance de travail	27 mm

### Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

### Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	65×40×40 mm
Poids net	0,3 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	0,60 kg
Poids d'expédition	0,6 kg