

KERN OBB-A3203

Achromatisch objectief, 4 x /0,1 W.D. (27 mm)

KERN



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop objectief achromatisch

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	27×25×25 mm
--------------------	-------------

Objektief

Objectief vergroting	4 x
Objectiefkwaliteit	Achromatisch
Numerieke apertuur	0,1
Objectief werkende afstand	27 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	65×40×40 mm
Nettogewicht	0,3 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,6 kg