

# KERN OBB-A6 102

# KERN

Professionelle Beleuchtungseinheiten garantieren eine herausragende, gleichmäßige und starke Ausleuchtung



Nettogewicht ca.	0,40 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	0,5 kg

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Mikroskopbeleuchtung
Produktfamilie	OZB-IR

## Bauform

Ringbeleuchtung Durchmesser	6,3 cm
Beleuchtungsart	LED
Beleuchtungsstärke	4,5W
Farbtemperatur	6313 K
Beleuchtung dimmbar	✓

## Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
	EURO
	AUS
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	UK
	US
	CH

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	180×110×55 mm
Nettogewicht	0,375 kg
Versandart	Paketdienst