

KERN ODC-A2403

KERN

Portaobjetos de calibración con micrómetro (0,01 mm)

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Portaobjeto de calibración

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	80×50×40 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envío	0,2 kg
Peso volumétrico del envío	0,1 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	404576 1237384
Número de mercancía	90119000
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida