

KERN ODC-A2403

Kalibratie-objecthouder met micrometer (0,01 mm)

KERN



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Kalibratie-objecthouder

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	80×50×40 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg
Verzendgewicht	0,2 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761237384
Goederencode	90119000
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

