

KERN ODC-A2403

KERN

Suporte de objeto de calibração com micrómetro (0,01 mm)



Categoria

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Marca | Optics |
| Categoria de produto | Instrumento ótico |
| Grupo de produto | Suporte de objeto de calibração |

Condições ambientais

| | |
|------------------------------------|-------|
| Temperatura de armazenamento [Min] | -5 °C |
| Temperatura de armazenamento [Max] | 40 °C |

Embalagem e expedição

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Prazos de fornecimento | 1 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 80×50×40 mm |
| Método de envio | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox. | 0,10 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,20 kg |
| Peso de envio | 0,2 kg |

Pictogramas

STANDARD

