

KERN ODC-A8101

KERN

Portaobjetos de calibración con micrómetro (0,01 mm)



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Portaobjeto de calibración

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	80×50×40 mm
Peso neto	0,1 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envío	0,2 kg

Pictogramas