

KERN ODC-A8 101

KERN

Suporte de objeto de calibração com micrómetro (0,01 mm)



Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Instrumento ótico
Grupo de produto	Suporte de objeto de calibração

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	80×50×40 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envio	0,2 kg

Pictogramas