

# KERN ORA 3WA

# KERN

Brechungsindex-Messung für Labore und die Industrie



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Refraktometer
Produktgruppe	Analoges Refraktometer
Produktfamilie	ORA-W

## Messsystem

Anwendungsbereich	Wein
Messmethode	Lichtbrechung
Automatische Temperaturkompensation	✓

Messgrößen	Brix Oechsle
------------	-----------------

Messbereiche	0 % - 32 % 30 °Oe - 140 °Oe
--------------	--------------------------------

Teilungen	0,2 % 1 °Oe
-----------	----------------

Passende Kalibrierflüssigkeit	0 % (destilliertes Wasser)
-------------------------------	----------------------------

Messtemperatur [Min] (°C)	10 °C
---------------------------	-------

Messtemperatur [Max] (°C)	30 °C
---------------------------	-------

Skala Brix	✓
------------	---

Messbereich Brix [Min]	0 %
------------------------	-----

Messbereich Brix [Max]	32 %
------------------------	------

Teilung Brix	0,2 %
--------------	-------

Skala Oechsle	✓
---------------	---

Messbereich Oechsle [Min]	30 °Oe
---------------------------	--------

Messbereich Oechsle [Max]	140 °Oe
---------------------------	---------

Teilung Oechsle	1 °Oe
-----------------	-------

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	178×40×40 mm
---------------------	--------------

Refraktometer Typ	Handrefraktometer
-------------------	-------------------

Skala - Anzeigetyp	Analog
Material Prisma	ZLaF3 Lanthan-Flintglas nD=1,85544

## Funktionen

Automatische Temperaturkontrolle	✓
IP-Schutz - Kompletgerät	kein IP-Schutz

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-290
-------------------------------------	---------

## Verpackung & Versand

Abmessungen Transportbehältnis (B×T×H)	205×75×55 mm
----------------------------------------	--------------

Lieferzeit	1 d
------------	-----

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	215×94×65 mm
--------------------------------	--------------

Versandart	Paketdienst
------------	-------------

Nettogewicht ca.	0,30 kg
------------------	---------

Bruttogewicht ca.	0,35 kg
-------------------	---------

Versandgewicht	0,31 kg
----------------	---------

## Piktogramme

### STANDARD

