

# KERN ORA-A 1003

Gesättigte Salzlösung 29,6 %

**KERN**



## Kategorie

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Marke            | Optics               |
| Produktkategorie | Optisches Instrument |
| Produktgruppe    | Kalibrierflüssigkeit |

## Umgebungsbedingungen

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

## Verpackung & Versand

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Lieferzeit                     | 1 d         |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 50×15×15 mm |
| Versandart                     | Paketdienst |
| Nettogewicht ca.               | 0,05 kg     |
| Bruttogewicht ca.              | 0,20 kg     |
| Versandgewicht                 | 0,2 kg      |

## Piktogramme

STANDARD

