

KERN ORA-A2 107

Housse en cuir pour réfractomètre analogique, noire

KERN



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Housse en cuir

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	200×150×70 mm
Poids net	0,15 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,15 kg
Poids brut env.	0,30 kg
Poids d'expédition	0,4 kg

Pictogrammes

STANDARD

