

KERN ORA-A2 107

Leren etui voor analoge refractometer, zwart

KERN



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Leren etui

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	200×150×70 mm
Nettogewicht	0,15 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Brutogewicht ca.	0,30 kg
Verzendgewicht	0,4 kg

Pictogrammen

STANDARD

