

KERN ORA-A2267

Kalibratieblok voor Abbe-refractometer

KERN



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Kalibratieblok

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	15×10×10 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg
Verzendgewicht	0,2 kg

Pictogrammen

STANDARD

