

# KERN OSF 438

**KERN**

Het praktische en robuuste model voor school, opleiding, werkplaats en laboratorium



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscop
Productgroep	Stereomicroscop
Productfamilie	OSF-43

## Ontwerp

Afmetingen (BxDxH)	230x180x275 mm
Optisch systeem	Greenough
Tubus type	Binoculair
Hoek van de tubus	45°
Contrastmethode	Helderveld
Standaard objectieven	1x 2x 3x
Oculairen vast	✓
Interpupilaire afstand [Min]	55 mm
Interpupilaire afstand [Max]	75 mm
Dioptrische aanpassing	een zijde
Dioptrische aanpassing [Min]	-5
Dioptrische aanpassing [Max]	5

## Oculair

Oculair type	Eyepiece WF 10 x / Ø 20mm with anti-fungus
Oculair veldbreedte	WF
Oculair vergroting	10 x
Oculair gezichtsveld	20 mm
Oculair diameter	30,5 mm

## Objektief

Objektieven vergroting	1x / 2x / 3x
------------------------	--------------

## Verlichting

Verlichtingssterkte	Opvallend licht Doorverlichting
Type verlichting invallend licht	LED
Type verlichting doorvallend licht	LED
Verlichtingsintensiteit invallend licht	1 W
Verlichtingsintensiteit doorvallend licht	0,35 W

## Focus

Blikveld [Min]	6,7 mm
Blikveld [Max]	20 mm
Draaimomentregeling	✓
Werkende afstand	57 mm
Focusmechanisme	grove scherpstelling

## Stereomicroscopstandaard

Type statief	mechanisch
--------------	------------

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	AUS UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 - 240 V
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	4,5 V

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	340x310x225 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,4 kg

# KERN OSF 438

**KERN**

Het praktische en robuuste model voor school, opleiding, werkplaats en laboratorium

Brutogewicht ca.	2,8 kg
Verzendgewicht	4,7 kg

## Pictogrammen

### STANDARD

