

# KERN OZB-A1201

**KERN**

Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem ► ECO-Universalständer



|                   |       |
|-------------------|-------|
| Bruttogewicht ca. | 16 kg |
| Versandgewicht    | 16 kg |

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Marke            | Optics                  |
| Produktkategorie | Mikroskop               |
| Produktgruppe    | Stereomikroskop-Ständer |
| Produktfamilie   | OZB-UE                  |

## Bauform

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Abmessungen (B×T×H) | 410×230×420 mm |
|---------------------|----------------|

## Stereomikroskop-Ständer

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Ständer-Bauweise                             | Universal (Teleskoparm mit Platte) |
| Durchmesser Befestigung Universalständer (Ø) | 32 mm                              |
| Durchmesser Befestigung Mikroskopkopf (Ø)    | 76 mm                              |
| Armlänge                                     | 385 mm                             |

## Umgebungsbedingungen

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

## Zulassung

|            |   |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

## Verpackung & Versand

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit                     | 1 d            |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 490×420×290 mm |
| Versandart                     | Paketdienst    |
| Nettogewicht ca.               | 12 kg          |