

KERN OZB-A1201

KERN

Individualité, diversité et travail flexible grâce à notre système modulaire ► ECO-Supports universels



Poids net env. 12 kg

Poids brut env. 16 kg

Poids d'expédition 16 kg

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Microscope
Groupe de produit	Support pour microscope stéréo
Famille de produits	OZB-UE

Forme de construction

Dimensions (L×P×H) 410×230×420 mm

Support pour microscope stéréo

Type de support universel (bras télescopique avec plaque)

Diamètre fixation support universel (Ø) 32 mm

Diamètre fixation tête de microscope (Ø) 76 mm

Longueur du bras 385 mm

Conditions environnementales

Température de stockage [Min] -5 °C

Température de stockage [Max] 40 °C

Homologation

Sigle CE ✓

Emballage & expédition

Délais de livraison 1 d

Dimensions emballage (L×P×H) 490×420×290 mm

Poids net 12 kg

Mode de livraison Service de colis