

# KERN OZB-A1201

**KERN**

Personalizzazione, varietà e flessibilità nel lavoro grazie al nostro sistema modulare ► ECO-Stativi universali



## Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Stativo per stereomicroscopio
Famiglia di prodotti	OZB-UE

## Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

## Design

Dimensioni (L×P×A)	410×230×420 mm
--------------------	----------------

## Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	490×420×290 mm
Peso netto	12 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	12 kg
Peso lordo ca.	16 kg
Peso di spedizione	16 kg

## Pittogrammi

STANDARD

