

KERN OZB-A1201

KERN

Individualidade, multiplicidade e trabalho flexível por meio do nosso sistema de unidades estruturais padronizadas ► ECO -Colunas de suporte universais



Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	12 kg
Peso bruto aprox.	16 kg
Peso de envio	16 kg

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	404576 12 18284
Número de mercadoria	90119000
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Microscópio
Grupo de produto	Suporte microscópio estéreo
Família de produto	OZB-UE

Desenho

Dimensões (L×P×A)	410×230×420 mm
-------------------	----------------

Suporte para microscópio estéreo

Tipo de suporte	universal (braço telescópico com placa)
Altura da coluna	430 mm
Diâmetro montagem suporte universal (Ø)	32 mm
Diâmetro montagem cabeça de microscópio (Ø)	76 mm
Comprimento do braço	385 mm

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	490×420×290 mm