

# KERN OZB-A1203

# KERN

Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem ► ECO-Universalständer



Nettogewicht ca.	19 kg
Bruttogewicht ca.	22 kg
Versandgewicht	21 kg

## Piktogramme

## STANDARD



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Stereomikroskop-Ständer
Produktfamilie	OZB-UE

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	526×210×420 mm
---------------------	----------------

## Stereomikroskop-Ständer

Ständer-Bauweise	Universal (Kugelgelagerter Doppelarm mit Platte)
Durchmesser Befestigung Universalständer (Ø)	32 mm
Durchmesser Befestigung Mikroskopkopf (Ø)	76 mm
Armlänge	480 mm

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	490×420×290 mm
Versandart	Paketdienst