

# KERN OZB-A1203

# KERN

Individualité, diversité et travail flexible grâce à notre système modulaire ► ECO-Supports universels



Poids net env.	19 kg
Poids brut env.	22 kg
Poids d'expédition	21 kg

## Pictogrammes

### STANDARD



## Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Microscope
Groupe de produit	Support pour microscope stéréo
Famille de produits	OZB-UE

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	526×210×420 mm
--------------------	----------------

## Support pour microscope stéréo

Type de support	universel (double bras à roulement à billes avec plaque)
Diamètre fixation support universel (Ø)	32 mm
Diamètre fixation tête de microscope (Ø)	76 mm
Longueur du bras	480 mm

## Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	490×420×290 mm
Poids net	19 kg
Mode de livraison	Service de colis