

KERN OZB-A1211

KERN

Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem ► ECO-Universalständer

Bruttogewicht ca.	12 kg
Versandgewicht	12 kg

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Stereomikroskop-Ständer
Produktfamilie	OZB-UE

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	410×230×380 mm
---------------------	----------------

Stereomikroskop-Ständer

Ständer-Bauweise	Universal (Teleskoparm mit Klemme)
Durchmesser Befestigung Universalständer (Ø)	32 mm
Durchmesser Befestigung Mikroskopkopf (Ø)	76 mm
Armlänge	385 mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	490×420×290 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg