

# KERN OZB-A1211

**KERN**

Individualiteit, veelzijdigheid en flexibel werken dankzij ons modulaire systeem ► ECO-Universele standaards

## Pictogrammen

### STANDARD



### Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscoop
Productgroep	Stereomicroscoopstandaard
Productfamilie	OZB-UE

### Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	410×230×380 mm
--------------------	----------------

### Stereomicroscoopstandaard

Type statief	universeel (telescopische arm met klem)
Diameter bevestiging universeel standaard (Ø)	32 mm
Diameter bevestiging microscoopkop (Ø)	76 mm
Armlengte	385 mm

### Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

### Approval

CE-teken	✓
----------	---

### Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	490×420×290 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	12 kg
Verzendgewicht	12 kg