

KERN OZB-A1213

KERN

Individualidade, multiplicidade e trabalho flexível por meio do nosso sistema de unidades estruturais padronizadas ► ECO -Colunas de suporte universais

Dimensões da embalagem (L×P×A) 490×420×290 mm

Método de envio Serviço de encomendas

Peso líquido aprox. 15 kg

Peso bruto aprox. 17 kg

Peso de envio 17 kg

Informações sobre o produto


GTIN/Número EAN 4045761218314

Número de mercadoria 90119000

Classificação REACH sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Microscópio
Grupo de produto	Suporte microscópio estéreo
Família de produto	OZB-UE

Desenho

Dimensões (L×P×A) 526×210×380 mm

Suporte para microscópio estéreo

Tipo de suporte	universal (braço duplo com rolamentos com grampo)
Altura da coluna	430 mm
Diâmetro montagem suporte universal (Ø)	32 mm
Diâmetro montagem cabeça de microscópio (Ø)	76 mm
Comprimento do braço	480 mm

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Homologação

Sinal CE ✓

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento 1 d