

KERN OZB-A2102

Obiettivo supplementare

KERN

22.06.2026

Categoria

Marchio	Strumento ottico
Categoria di prodotto	Pezzo di ricambio
Gruppo di prodotti	Pezzo di ricambio

Obiettivo

Obiettivo ingrandimento	1x
Obiettivo distanza di lavoro	105 mm

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	100×50×50 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,40 kg
Peso lordo ca.	0,50 kg
Peso di spedizione	0,5 kg
Peso volumetrico della spedizione	0,1 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761249127
Numero merceologico	90119000
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi