

KERN OZB-A4 104

KERN

Ocular (Ø 30,5 mm): WF 20x / Ø 10 mm

Classificação REACH

sem substâncias
proibidas

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Instrumento ótico
Grupo de produto	Ocular para microscópio

Desenho

Anti fungus	✓
-------------	---

Ocular

Ocular amplitude do campo	WF
Ponto de vista	Standard
Ocular ampliação	20x
Ocular campo de visão	10 mm
Ocular diâmetro	30,5 mm

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	85×65×45 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,40 kg
Peso de envio	0,4 kg

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761170490
Número de mercadoria	90119000